

Grazie agli Imager ID Matrix è ora possibile gestire rapidamente e precisamente anche le sacche di sangue



Il lettore ID Matrix 410™ di Datalogic Automation è stato scelto dall'Ospedale di Rotterdam per la tracciabilità delle sacche di sangue.

Il Laboratorio di Chimica Clinica Ikazia (Rotterdam, Olanda), esegue la scansione del codice a barre di sacche di sangue con una nuova soluzione di lettura implementata da Zetes, un system integrator di primo piano.

Le etichette dei prodotti vulnerabili come il sangue, contengono codici a barre numerosi (5 e 18 cifre), ognuno con un proprio significato. Matrix 410™ è in grado di leggere i diversi codici a barre in modo rapido e preciso, registrando una sola immagine di tutti i codici a barre presenti sull'etichetta nel sistema informativo di laboratorio. La fotocamera è OMNI-direzionale, in grado di leggere codici a barre danneggiati, in modo da migliorarne l'efficienza.

“Grazie alla fotocamera Datalogic Automation, la registrazione di tutti i prodotti che utilizziamo per l'analisi in laboratorio è molto più veloce e senza errori”, ha detto Raoul Fallaux, Analista / Application Manager KCL a Ikazia, Ospedale di Rotterdam.

“In precedenza tutti i codici a barre venivano esaminati separatamente e, nonostante il lavoro accurato, il rischio di errori era alto”.